


LOI DE MARIOTTE

REF : 252 051



I DESCRIPTION – PRINCIPE

Seringue 60 cm³ à piston vissant montée sur socle. Ce dispositif permet de faire varier et maintenir la pression précisément et sans effort. Un dispositif débrayable permet de limiter la course du piston afin de protéger le manomètre qui sera connecté au dispositif. La vanne d'arrêt a 2 fonctions ; elle permet tout d'abord de régler le volume d'air à introduire dans la seringue, puis de couper la communication avec l'extérieur en mettant le manomètre dans le circuit de pression.

Volume de la seringue : 60 cm³

Dimensions : 150 x 70 x 220 mm

Masse : 250 g